

Hydramotion Viskosimeter Viscolite VL7-100B-d15




GECKO 

Gecko Instruments GmbH
Am Hochacker 3
85630 Grasbrunn
Deutschland / Germany
Tel: +49 (0) 89 - 189 1405 - 0
Fax: +49 (0) 89 - 189 1405 - 29
Email: info@gecko-instruments.de
Website: <http://www.gecko-instruments.de>

Spezifikation Viskosimeter Viscolite VL7-100B-d15

Leistungsdaten		Probenvolumen	
Messbereich	0 - 5000 cP bzw. mPas	Minimum	10ml
Messzeit	1 Sekunde	Bauart	
Genauigkeit	1% des Anzeigewertes oder +/- 0,1 cP	Gewicht	Geschweißt, spaltfrei Sonde (500g) + Anzeigeeinheit (500g)
Wiederholbarkeit	0,5% des Anzeigewertes oder +/- 0,1 cP	Länge des Sensors	215 mm
Temperatur		Materialien	
Standard Messbereich	-20 bis 120 °C	Sensor	V4A (EN 1.4401 bzw. 316)
Integrierter Temperatursensor	Ja	Sensorkopf	Acetal (Delrin®)
Elektrischer Anschluß		Gehäuseschutzklasse	
Stromversorgung	4 x AA Standardbatterien	Standard	IP65



Dieses Datenblatt wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Jedoch lassen sich aus möglichen Fehlern oder Auslassungen keine Haftungsansprüche geltend machen. Wir behalten uns vor, Änderungen der Spezifikationen und des Designs unserer Produkte ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. August 2022