

# Hydramotion Viskosimeter Viscolite VL7-100B-d21



**GECKO** 

Gecko Instruments GmbH  
Am Hochacker 3  
85630 Grasbrunn  
Deutschland / Germany  
Tel: +49 (0) 89 - 189 1405 - 0  
Fax: +49 (0) 89 - 189 1405 - 29  
Email: [info@gecko-instruments.de](mailto:info@gecko-instruments.de)  
Website: <http://www.gecko-instruments.de>

## Spezifikation Viskosimeter Viscolite VL7-100B-d21

### Leistungsdaten

Messbereich	0 - 10000 cP bzw. mPas
Messzeit	1 Sekunde
Genauigkeit	1% des Anzeigewertes oder +/- 0,1 cP
Wiederholbarkeit	1% des Anzeigewertes oder +/- 0,1 cP

### Temperatur

Standard Messbereich	-20 bis 120 °C
Integrierter Temperatursensor	Ja

### Elektrischer Anschluß

Stromversorgung	4 x AA Standardbatterien
-----------------	--------------------------

### Zulassung

Explosionsgefährdeter Bereich	Nein
-------------------------------	------

### Bauart

Bauart	Geschweißt, spaltfrei
--------	-----------------------

### Gewicht

Gewicht	Sonde (700g) + Anzeigeeinheit (500g)
---------	--------------------------------------

### Länge des Sensors

Länge des Sensors	305 mm
-------------------	--------

### Materialien

Sensor	V4A (EN 1.4401 bzw. 316)
--------	--------------------------

### Sensorkopf

Sensorkopf	Acetal (Delrin®)
------------	------------------

### Gehäuseschutzklasse

Standard	IP65
----------	------



Dieses Datenblatt wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Jedoch lassen sich aus möglichen Fehlern oder Auslassungen keine Haftungsansprüche geltend machen. Wir behalten uns vor, Änderungen der Spezifikationen und des Designs unserer Produkte ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. August 2022